

PROTAPER•NEXT®

KASUTAMISEKS AINULT HAMBARAVIS

EE

PROTAPER NEXT® seadmete kasutusjuhend Endodontilised viilid – viide A 0800

PROTAPER NEXT® dokumendid endodontiliseks raviks:

- PROTAPER NEXT® XA: KOONUSJAS LISASEADE
- PROTAPER NEXT® X1 / 017 / 04 (KOONUSJAS SEADE)
- PROTAPER NEXT® X2 / 025 / 06 (KOONUSJAS SEADE)
- PROTAPER NEXT® X3 / 030 / 07 (KOONUSJAS SEADE)
- PROTAPER NEXT® X4 / 040 / 06 (KOONUSJAS SEADE)
- PROTAPER NEXT® X5 / 050 / 06 (KOONUSJAS SEADE)

KOOSTIS

Vormimisinstrumentide (X1 kuni X5) lõikeosa on tehtud nikli ja titaaniumi sulamist M-Wire® ja XA lõiketera on tehtud standardsest nikli ja titaaniumi sulamist.

1. KASUTAMISNÄIDUSTUSED

PROTAPER NEXT seadmeid kasutatakse endodontilises ravis juurekanali vormimisel ja puhastamisel. Neid tooteid tohib kasutada ainult meditsiinasutuses kvalifitseeritud personali poolt.

2. VASTUNÄIDUSTUSED

Nagu kõiki mehaanilisi juurekanaliseadmeid, ei tohiks ka PROTAPER NEXT seadet kasutada väga suurte ja järskude apikaalsete kõveruste korral.

3. HOIATUSED

- See toode sisaldab niklit ja seda ei tohiks kasutada isikutega, kellel on selle metalli suhtes teadaolevalt allergia.
- Infektsiooni edasikandumise ärahoidmiseks soovitatakse tungivalt kasutada endodontilise protseduuri ajal kummist suukaitset.
- PROTAPER NEXT tarnitakse steriilsena ja selle taaskasutamine võib suurendada nakatumise või katkiminemise riski.

4. ETTEVAATUSABINÕUD

- PROTAPER NEXT seadmed on ühekordselt kasutatavad. Need võivad kaotada tõhusust pärast mitmekordset kasutamist, avaldades viilile ebavajalikku survet. See võib põhjustada eraldumist.
- Olge apikaalses piirkonnas ja suuremate kõveruste korral ettevaatlik.
- Kandke isikliku turvalisuse huvides isikukaitsevahendeid (kindad, prillid, mask).
- Neid seadmeid ei tohiks kasta naatriumhüpokloriidi lahusesse.

- Loputage juurekanalit vormimise ajal ohtralt ja sageli.
- Soovitatakse lubrikante nagu NaOCl, EDTA, ProLube, Glyde™.
- Tehke väikeste käsiviilidega ja/või spetsiaalsete mehaaniliste libisevate viilidega järeletehtav libisemistee.
- Kasutage pöörlemiskiiruse, mis oleks pidevalt 300 pööret/min, ja avaldage kergelt apikaalset survet.
- Optimaalse kasutuse jaoks soovitatakse kasutada pöördemomendi kontrollseadmeid väärtusega 2 Ncm (reguleeritavad kuni 5,2 Ncm vastavalt arsti oskustele).
- Puhastage reljeefe sageli ja kontrollige kujumuutuste või kulumise osas.
- PROTAPER NEXT seadmeid soovitatakse kasutada mehaaniliselt ning pidevalt vastupäeva liikudes (käsitsi väga suurte kõveruste korral).
- PROTAPER NEXT seadmeid soovitatakse kasutada harjavate liigutustega, eemal sisemistest juurelohkudest, et hõlbustada reljeefide mahatulekut ja apikaalse viili edasilikumist.
- Seadet PROTAPER NEXT XA (lisaseade) soovitatakse juurekanali avause eelnevaks laiendamiseks, dentiini kolmnurkade eemaldamiseks, koronaalse aspekti asukoha tuvastamiseks eemal välisest juurekanalist ning soovi korral ruumi juurdetekitamiseks.
- Kasutage PROTAPER NEXT viile, et liikuda passiivselt mööda kanalit kuni tööpikkuse saavutamiseni.

5. KÕRVALTOIMED














Nagu kõiki mehaanilisi juurekanaliseadmeid, ei tohiks ka PROTAPER NEXT seadet kasutada väga suurte ja järskude apikaalsete kõveruste korral.

6. PROTAPER NEXT™ VIILIDE ÜSIKASJALIKUD KASUTUSJUHISED

Kasutusprotokoll

1. Tehke sirge juurdepääs juurekanali avause.
2. Liikuge kanalis edasi, kasutades väikeseid käsiviile, ja määrake kindlaks tööpikkus, kontrollige avatust ja tagage sujuv järeletehtav libisemistee.
3. Vajaduse korral kasutage seadet PROTAPER NEXT XA (lisaseade), et parandada libisemisteele juurdepääsu.
4. Niisutage vajaduse korral alati, laiendage libisemisteed, kasutades väikeseid käsiviile ja/või spetsiaalseid mehaanilisi libisevaid viile.
5. Harjake NaOCl manulusel ja liikuge piki libisemisteed, kasutades PROTAPER NEXT X1 (017/04) viili, liikudes korruga üks või mitu sammu, kasutades vajaduse korral kuni tööpikkuse saavutamiseni vaheldumisi väikeseid käsiviile.
6. Kasutage PROTAPER NEXT X2 (025/06) viili kuni tööpikkuse saavutamiseni nii, nagu seda on kirjeldatud PROTAPER NEXT X1 viili puhul.
7. Kontrollige PROTAPER NEXT X2 viili apikaalseid reljeefe; kui need on dentiini täis, on vorm lõplik, paigaldada võib vastava suurusega *gutta percha* masterkooni või suuruse kontrolleri ja kanal on desinfitseerimiseks valmis.
8. Mõõtke ühtlasi auku 025 suuruse käsiviiliga, kui see viil on pikkuse poolest sobiv, on kanal vormitud ja desinfitseerimiseks valmis.
9. Kui 025 suurusega käsiviil on pikkuse poolest väike, jätkake vormimist, kasutades PROTAPER NEXT X3 (30/07) viili ja vajaduse korral PROTAPER NEXT X4 (040/06) viili või PROTAPER NEXT X5 (050/06) viili, mõõtes pärast iga seadme kasutamist vastavalt käsiviilidega suurustega 030, 040 või 050.

Niisutage kasutusjuhiste kohaselt, korrake väikese käsiviiliga pärast igakordset PROTAPER NEXT seadme kasutamist, ja niisutage uuesti.

	Simbolos
	Täisnurkne (RA) pide
	Kõlblikkusaeg
	Tootja
	Artikli viide
	Steriliseeritud toode, steriliseerimine elektromagnetilise või ioniseeriva kiirgusega
	Ühekordselt kasutatav
	Soovitav pöörlemiskiirus
	Partii number
	Sortiment
	Nikkeltitaan
	Silikoon
	m-Wire nikkeltitaan
	Mitte kasutada, kui pakend on katki