


Sof-Lex™

Spiraalsed viimistlus- ja poleerimiskettad



Üks unikaalne kuju loomulik läige kõikidele pindadele

Üks kuju...

- Kohandub kõigi hambapindadega
- Tõhus ligipääs nii eesmistele kui tagumistele pindadele
- Saavutab kiirelt loomuliku läike
- Töötab iga nurga alt
- Saab kasutada ilma vesijahutuseta



Nüüd on olemas lihtsaim viis anda restauratsioonile lõplik loomulik läige.

Valmistu millekski LIHTSAKS! Sof-Lex™ spiraalsed viimistlus- ja poleerimiskettad annavad restauratiivse protseduuri lõpetamisele täiesti uue pöörde – täiuslikkuse suunas.

Uuenduslik spiraalne kuju kohandub kõigi hambapindadega.

Sof-Lex™ spiraalsed kettad kohanduvad kergesti nii eesmistele kui tagumistele hambapindadega. Spiraalsed "narmad" kohanduvad efektiivselt nii restauratsiooni kumerate kui ka nõgusate pindadega. Pole mingit põhjust vahetada pidevalt kettaid või harju kohandumaks erinevate pindadega. Nüüd võite asendada tavapäraseid kummid, harjad ja kettad ning saavutada kena, loomutruu läike vaid ühe kettakujuga.

Spiraalne viimistlusketas



Spiraalne poleerimisketas

Üks viimistlusketas. Üks poleerimisketas. Üks lihtne süsteem.


Sof-Lex™ spiraalne viimistlusketas eemaldab tõhusalt vähimadki kriimustused, mis tekivad restauratsiooni viimistlemise käigus ja valmistab hambapinna ette poleerimiseks kõrgläike saavutamisel. **Sof-Lex™ spiraalsed poleerimiskettad** lõpetavad protseduuri andes hambapinnale vajaliku sileduse, kõrge läike ja loomutruu välimuse.

Viimistleb ja poleerib erinevaid hambapindu... iga nurga alt.

Veel üks oluline eelis, miks kasutada Sof-Lex™ spiraalseid viimistlus- ja poleerimiskettaid. Kogu ketas on kaetud abrasiivsete osakestega, mistõttu on kõik kettapinnad kasutatavad: küljed, põhi, pealne osa ja servad. Selle tulemusena töötavad spiraalsed kettad efektiivselt iga nurga alt, tehes suusisese tööprotsessi lihtsamaks, eriti tagumiste hammaste puhul.

Sof-Lex™ spiraalsed kettad on ideaalsed kasutamiseks:

- komposiitmaterjalidega
- klaasionomeeridega
- bisakrüülsete ajutiste materjalidega
- Lava Ultimate CAD/CAM materjaliga
- vääris- ja poolväärismetallidega



Sof-Lex™ spiraalsed kettad on osa hambaravis enim kasutatavast 3M ESPE Sof-Lex™ viimistlus- ja poleerimissüsteemist.

Tellimise informatsioon



Sof-Lex™ Spiral Wheels – Tutvustuspakend

Toote nr. Toote kirjeldus

50821	Sof-Lex™ Spiral Wheels – Tutvustuspakend 6 Sof-Lex™ spiraalset viimistlusketast (beež); 6 Sof-Lex™ spiraalset poleerimisketast (valge); 1 RA Mandrell
5080	Sof-Lex™ Spiral Finishing Wheels – üksikpakend 12 Sof-Lex™ spiraalset viimistlusketast (beež)
5081	Sof-Lex™ Spiral Polishing Wheels – üksikpakend 12 Sof-Lex™ spiraalset poleerimisketast (valge)
5082SK	Sof-Lex™ Spiral Wheels, Discs & Strips – Komplekt 10 Sof-Lex™ viimistlusketast (beež) 10 Sof-Lex™ spiraalset poleerimisketast (valge) Sof-Lex™ Extra-Thin poleerimiskettad 12.7mm: a 30 tk 8692C (Coarse); 8692M (Medium); 8692F (Fine); 8692SF (Superfine) Sof-Lex™ Extra-Thin poleerimiskettad 9.5mm: a 30 tk 8693C (Coarse); 8693M (Medium); 8693F (Fine); 8693SF (Superfine), Sof-Lex™ viimistlusribad: 15 tk 1954C/M (Coarse/Medium) 1RA mandrell

3M ESPE

3M Eesti OÜ
Pärnu mnt.158
11317 Tallinn
611 5900
rpaas@mmm.com
ekants@mmm.com
www.3mespe.com



3M, ESPE, Lava and Sof-Lex™ on 3M Company või 3M Deutschland GmbH kaubamärgid.

Kõik teised kaubamärgid kuuluvad teistele firmadele

© 2013, 3M. Kõik õigused kaitstud.
06.2013