






Protemp™ Crown





3M ESPE Protemp Crown ajutised komposiitkroonid

**Uus tase ajutiste restauratsioonide valmistamisel:
maailma esimene eelkonstrueeritud, vormitav ja
valguskõvastuv ajutine komposiitkroon!**

**Paigaldamislihtsus, -kiirus ja esteetika rõõmustavad Su
patsienti ja tagavad hästiistuvad lõplikud kroonid.**

- * 9 erinevat suurust (molaaridele, premolaaridele ja kaniinidele)
- * individuaalne sobitamine
- * suurepärase tugevus
- * loomulik välimus
- * valguskõvastuv
- * minimaalne hapnikuinhibitsioonikiht
- * lõhnatu, maitsetu
- * lihtne täiendada ja parandada voolava komposiidiga
- * koesõbralik
- * kiire ja mugav paigaldus (alla 4 min)- 50% kiirem valmistada kui muid ajutisi restauratsioone
- * ei ole vaja jäljendit võtta – ei mingit lisamaterjalikulu
- * lihtne saavutada interproksimaalseid kontakte

Vali
suurus ja
valmista
kroon ette

Bukaalne/lingvaalne/
oklusaalne
sobitamine.
Punktkõvastus
2-3sek

Lõplik
kõvastamine
60sek.,
oklusiooni
kontroll

Viimistlemine,
poleerimine,
tsementeerimine



3M ESPE