

AlproJet - W ohutuskaart

EC-ohutuskaart vastavalt 91/155/EEC

Toote nimi: AlproJet - W

Läbivaadatud: 01.07.2002

Prinditud: 12.09.2003

1. Toote identifikatsioon

Toote nimi: AlproJet – W

Soovitav kasutusala: vedelik-kontsentraat kõikide hambaravitoolide aspiratsiooni- ja imusüsteemide iganädalaseks puhastamiseks ning hooldamiseks.

Toime: Puhastab ja kaitseb aine, kombineerituna AlproJet-D'ga ka desinfitseeriv toime.

Tootja: Alpro Dental-Produkte GmbH

Mooswiesenstr. 9, D-78112 St. Georgen (Saksamaa)

Tel: +49 7725 9392-0 Fax: +49 7725 9392-91

e-mail: alpro@alpro-dental. De internet: www.alpro-dental.de

Tehniline kontakt: +49 7725 9392-0

Hädaabi: +49 7725 9392-0 (tööaegadel),

+49 761 19240 mürgitus-info-keskus, Freiburg (24h hädaabi)

2. Koostis/informatsioon koostisosade kohta

Keemiline iseloomustus: allpool loetletud ainete segu koos mittehüdroossete lisanditega vesilahuses

Ohtlikud koostisosad	CAS-No.	Kaalu %	Koodi täht	R-fraas*
Amidosulfoonhape	5329-14-06	1-5%	Xi	36/38

* Täistekst R-fraasidele: vt. alapunkt 16

3. Ohu identifikatsioon

See toode ei vaja markeeringut vastavalt juhendile 1999/45/EC.

4. Esmaabi

Üldine informatsioon: Järgige enesekaitse ettevaatusabinõusid.

Sissehingamisel: Viige kahjustunud isik värske õhu kätte ja hoidke teda soojas ja rahulikus asendis. Konsulterige arstiga.

Nahaga kokkupuutel: Peske kahjustunud koht vee ja seebiga. Nahaärrituste tekkel konsulterige arstiga.

Kokkupuutel silmadega: Loputage silmi laugusid lahti hoides rohke veega piisavalt kaua, seejärel pöörduge koheselt silmaarsti poole.

Allaneelamisel: Loputage suud ning jooge rohkelt vett. Ärge kutsuge esile oksendamist. Pöörduge arsti poole.

Info arstile: Esmaabi, dekontaminatsioon, sümptomaatiline ravi

5. Tuletõrje ettevaatusabinõud

Sobilik kustutusvahend:

Vesi, vaht, kuiv tulekustutusvahend, süsinikdioksiid

Tulekustutusvahend, mida ei tohiks kasutada:

Pole teada

Erilised plahvatavalt ohtlikud ained, mis võivad eralduda tootest, põhjustades gaase:

Pole teada

Spetsiaalsed kaitseseadmed tuletõrje korral:

Pole vajalikud

Lisainfo:

Külmad konteinerid veespreiga ja võimalusel eemalduge tulepiirkonnast.

6. Ettevaatusabinõud

Personaalsed abinõud:	Kasutage kaitseriideid. Suur risk mahapillamisele tänu vedeliku lekke/üleküllumise võimalusele.
Keskkonna ettevaatusabinõud:	Kasutage absorbeeruvat materjali, n: liiva
Puhastamise, eemaldamise meetodid:	vt. kirjeldust: jäätmete äravedu

7. Käsitlemine ja säilitamine

Vihjed ohutuks käsitlemiseks:	hoiduge kontaktist silmade ja nahaga.
Vihjed kaitseks tule ja plahvatuse eest:	toode ei ole süttiv
Lisainfo:	pole vajalik
Nõuded säilitusruumile ja anumatele:	hoidke tihedalt suletud ning säilitage ainult originaalanumas.
Vihjed säilitamiseks:	pole vajalik
Lisainformatsioon:	pole vajalik
Säilitusklass:	LGK 10

8. Ekspositsiooni limiidid, personaalsed kaitsevahendid

Maksimaalne tegevusalane ekspositsiooni limiit, mis vajavad jälgimist:

Ei sisalda aineid üle kontsentratsioonilimiidi, mis fikseerivad tegevusalase limiidi.

Üldised tervise ja ohutuse nõuded:

Ärge sööge, jooge ega suitsetage tootega töötamise ajal.

Peske käsi enne pause ja töö lõppedes.

Kasutage preventiivset naha kaitsevahendit.

Hoide eemal toidust ja jookidest.

Hoiduge kontaktist silmade, naha ja riietega.

Hoiduge sissehingamisest .

Personaalne kaitsevahend:

Respiratoorne kaitse:	pole vajalik kui käsitleda ettevaatusega
Käed:	n: kindad
Silmad:	tihedad kaitseprillid on soovituslikud
Kaitserõivad:	pole vajalik kui käsitleda ettevaatusega

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

Kuju:	vedelik
Värv:	oranž
Lõhn:	kerge aroomiga
pH väärtus (lahjendamata)	1,5-2,5 (20°C)
Keemistemperatuur:	pole asjasse puutuv
Sulamistemperatuur:	pole asjasse puutuv
Sälvatuspunkt:	>55°C
Süttivus:	pole determineeritav
Plahvatusomadused:	ei ole
Madalaim plahvatusväärtus:	ei ole
Kõrgeim plahvatusväärtus:	ei ole

Süttimistemperatuur:	pole vajalik
Oksüdeerivad omadused:	ei ole
Auru surve:	ei ole vajalik
Tihedus:	1,050-1,060 g/cm ³ 20°C juures
Mahu tihedus:	pole determineeritav
Lahustuvus vees:	lahustuv
etanoolis	lahustuv
heksaanis:	ei ole lahustuv
Jaotuskoefitsient:	pole vajalik
Viskoossus:	pole vajalik
Elektrijuhtivus:	6,0-7,0 µS/cm (20°C)
Refraktsiooni indeks n _D :	1,3425-1,3433 (20°C)
Optiline rotatsioon α _D :	pole vajalik

10. Stabiilsus ja reaktiivsus

Olukordi, millest hoiduda:	ohtlikku lagunemist ei toimu kui toodet säilitada ja käsitleda nagu kirjeldatud
Materjalid, mida vältida:	ei ole teada ühtegi reaktsiooni teiste ainetega kokkupuutel
Toote ohtlik lagunemine:	ei toimu õige kasutamise korral

11. Toksikoloogiline informatsioon

Akuutne toksilisus:	ei ole täheldatud
Esmane ärritusnäht nahal:	primaarset ärritavat toimet nahal ei ole täheldatud
Esmane ärritusnäht silmas:	silmade tõsise kahjustuse riski ei ole täheldatud
Mutageenne potentsiaal:	ei ole teada
Sensibiliseerimine:	sensibiliseerivaid toimeid ei ole teada

Toode on klassifitseeritud direktiivi 1999/45/EC kalkulasiooni protseduuri alusel.

Vastavalt põhitoimeaine tootja andmetele on toote akuutne toksilisus, naha ärritus, limaskestade ärritus ja mutageenne potentsiaal määratletud. Ehkki kõik andmed pole täielikud mõnede põhikoostisosade suhtes. Siiski vastavalt tootja kogemustele ei esine teisi ohte kui vaid need, mis on märgitud kleebisel.

12. Ökoloogiline informatsioon

Ökotoksilisus:	degradatsiooni aktiivsuse inhibitsiooni aktiveeritud settes ei toimu kui toodet käsitletakse korrektselt ja madalates kontsentratsioonides
Säilivus ja degradatsioon:	Koostisosad on biolagunevad.
Teised ebasoodsad toimed:	Ei ole teada.
Muu informatsioon:	Mitte lasta tootel sattuda põhjavetesse või muudesse vetesse ning mitte valada lahustamata toodet kanalisatsiooni.

13. Jäätmete äravedu

Toote realiseerimine:

EU liikmesriikides on standardiseeritud regulatsioonid kemikaalide hävitamise kohta. Saksamaal kirjeldab seadus utilisatsiooni ning seetõttu tehakse vahet „jäätmed utilisatsiooniks” ja „jäätmed kõrvaldamiseks”. Erilised juhud –

peamiselt kättetoimetamised – on samuti reguleeritud riigi poolt. Palun võtke ühendust vastava organisatsiooniga oma riigis, kes informeerib teid vastavast seadusest.

Jäätme kood nr. *:16 10 04

Puhastamata ja täielikult tühjendatud pakendite realiseerimine:

Vastavalt kohalikule seadusele. Kontamineerunud pakendeid tuleb käsitleda kui ainet.

Jäätme kood nr. *:15 01 02

Muu informatsioon:

Kui ei ole ametlikke regulatsioone, siis mittekontamineerunud pakendeid võib käsitleda kui üldprügi või saata ümbertöötlemisele.

14. Transport

Mitteohtlikud ained vastavalt transpordi regulatsioonile (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR)

15. Regulatiivne informatsioon

Markeering

Šifferkiri:	-
Riskimääratlus:	-
Sisaldab:	-
R-fraasid:	-
S-fraasid:	-

Erimärgistus (preparaatide direktiiv 1999/45/EC annex V):
„Ohutusleht saadaval kasutaja nõudmisel”.

16. Muu informatsioon

R-fraaside täistekst (puudutab ohtlike ainete punkti 2):

R36/38 Ärritab silmi ja nahka

See informatsioon põhineb meie hetkelistele teadmistele ning kirjeldab ohutusabinõusid, mida tuleb selle toote puhul järgida.