

3M ESPE kinnitustsemendid

3M ESPE tutvustab oma kinnitustsementide perekonda. Kõik tooted täiendavad üksteist, pakkudes ideaalseid tooteomadusi vastavalt näidustustele. Soovitame neid kolme toodet just nende kinnitustugevuse, kasutuslihtsuse ja esteetika pärast.

RelyX™ Ultimate Clicker™

Adhesiivne tsement



Eelised:

- Ülim kinnitustugevus
- Vähem komponente
- Sobib kasutada nii happes- kui isesöövitustehnikas
- Suurepärase esteetika: kõrge marginaalne terviklikkus, kulumiskindlus ja naturaalne hambataoline fluoressentsus

Suurepärase kinnitustugevus klaaskeraamikale

RelyX™ U200

Isekinnituv komposiitsemment

(Clicker™/Automix)



Eelised:

- Kõrge kinnitustugevusega isekinnituv komposiitsemment
- Lihtne ja aegasäästev ühetapiline lahendus
- Mugav ja lihtne pakend

Lihtne ja efektiivne

Ketac™ Cem Plus

Vaiguga modifitseeritud klaasionomeertsemment



Eelised:

- Lihtne jäägi eemaldamine 5 - sekundilise valguskõvastamise teel
- Madal postoperatiivne tundlikkus
- Fluoriidi vabastamine

Püsiv fluoriidi vabastamine

Kasutussoovitused vastavalt tsemendile ja näidustusele

- ++ Eriti soovitatav*
- + Soovitatav
- Ei ole näidustatud

	RelyX™ Ultimate Clicker™ Adhesiivne komposiitsemment	RelyX™ U200 Isekinnituv komposiitsemment	Ketac™ Cem Plus Klaasionomeertsemment
Metall/metallpõhised			
Inlays/Onlays	+	++	+
Kroonid/sillad	+	++	++
Endodontilised tihvtid	+	++	++
Maryland sillad	++	+	-
Klaaskeraamika (sh. Li-disilikaat)			
Inlays/Onlays	++	+	-
Osaliseid kroonid	++	+	-
Kroonid/sillad	++	++	-
Laminaadid**	+	-	-
Oksiidkeraamika (Lava Zirconia)			
Kroonid/sillad	+	++	+
Endodontilised tihvtid	+	++	+
Maryland sillad	++	+	-
Resin Nano Ceramics (e.g. Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative)			
Inlays/Onlays	++	-	-
Kroonid	++	-	-
Laminaadid**	+	-	-
Vaigupõhised komposiidid			
Inlays/Onlays	++	+	-
Kroonid	++	++	-
Endotihvtid (RelyX™ Fiber Post)	+	++	-
Laminaadid**	+	-	-

* Vastavalt näidustusele isegi pigem soovitatud või lihtsam käsitlemine samaväärse toime juures.

** Optimaalseks tulemuseks valige RelyX™ Veneer.

Tellimisinformatsioon

RelyX™ Ultimate Clicker™



Toote nr. Tooteinformatsioon

56924 RelyX™ Ultimate Clicker™ Proovipakend (A1):
1 pudel Single Bond Universal adhesiivi 1,5 ml, 1 söövitusegeeli süstal 3 ml, 25 söövitusegeeli süstlaotsikut, 50 mikroharjakest, 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ (A1) a 4,5 g, 1 segamisalus

56920 Translucent: RelyX™ Ultimate Clicker™ 4,5 g

56923 B0,5 Bleach: RelyX™ Ultimate Clicker™ 4,5 g

56921 A1: RelyX™ Ultimate Clicker™ 4,5 g

56922 A3 Opaque: RelyX™ Ultimate Clicker™ 4,5 g

RelyX™ Try-in pasta üksikpakendid

7614TRT Translucent: try-in paste refill 2 g

7614B0,5T B0,5 Bleach: try-in paste refill 2 g

7614A1T A1: try-in paste refill 2 g

7614A3T A3 Opaque: try-in paste refill 2 g

Single Bond Universal Adhesive

41266 Single Bond Universal Adhesive: 5ml pudel

41263 Scotchbond Universal Etchant söövitusegeel:
2 süstalt 3 ml

41268 Single Bond Universal DCA Dual Cure aktivaator - 5ml

Ketac™ Cem Plus



56931 Proovipakend
1 Clicker™ (11g), 1 segamisalus

56930 Üksikpakend
2 Clicker™ (11g), 1 segamisalus

RelyX™ U200 (Clicker™/Automix)



Toote nr. Tooteinformatsioon

56877 RelyX™ U200 Clicker™- Translucent:
1 Clicker™ (11g), 1 segamisalus

56878 RelyX™ U200 Clicker™- A2 Universal:
1 Clicker™ (11g), 1 segamisalus

56879 RelyX U200 Clicker™- A3 Opaque:
1 Clicker™ (11g), 1 segamisalus

RelyX™ U200 Automix™ - Süstal

56897 RelyX™ U200 Automix - Translucent:
1 x 5 ml automix süstal (8,5g), 10 x segamisotsikut (tavaline), 5x segamisotsikut ja endoositsikud

56895 RelyX™ U200 Automix - A2 Universal:
1 x 5ml automix süstal (8,5g), 10 x segamisotsikut (tavaline), 5 x segamisotsik (lai) ja endoositsikud

56896 RelyX™ U200 Automix - A3 Opaque:
1 x 5 ml automix süstal (8,5g), 10 x segamisotsikut (tavaline), 5 x segamisotsikut (lai) ja endoositsikud

56911 RelyX™ Fiber Post/RelyX™ U200 Automix - Alustuspakend:
1 x 5 ml automix süstal (8,5g), 5 x segamisotsikut (tavaline), 10 segamisotsikut (lai) ja endoositsikud, 5 x segamisotsikut (lai) ja intraoraalsed otsikud, RelyX™ Fiber Post à (5tk): suurus 0, 1, 2, 3; puurid: suurus 0, 1, 2, 3 ja universaalne

RelyX™ U200 Automix - Segamisotsikute üksikpakend

56913 RelyX™ U200 Automix segamisotsikud (tavaline):
30 segamisotsikut (tavaline)

56914 RelyX™ U200 Automix segamisotsikud (lai) ja endoositsikud:
15 segamisotsikut (lai) ja endoositsikud

56917 RelyX™ U200 Automix segamisotsikud (lai) ja intraoraalsed otsikud:
15 segamisotsikut (lai) ja intraoraalsed otsikud

RelyX™ Fiber Post



Toote nr. Tooteinformatsioon

56860 RelyX™ Fiber Post tutvumispakend
RelyX™ Fiber Post à 5 tk: suurus 0 (1,1 mm), 1 (1,3 mm), 2 (1,6 mm), 3 (1,9 mm);
5 puuri, suurus: 0 (1,1 mm), 1 (1,3 mm), 2 (1,6 mm), 3 (1,9 mm), üldpuur

RelyX™ Fiber Post üksikpakend

56872 RelyX™ Fiber Post 10 tk: suurus 0 (1,1 mm)

56861 RelyX™ Fiber Post 10 tk: suurus 1 (1,3 mm)

56862 RelyX™ Fiber Post 10 tk: suurus 2 (1,6 mm)

56863 RelyX™ Fiber Post 10 tk: suurus 3 (1,9 mm)

Puurid

56873 1 puur: suurus 0 (1,1 mm)

56864 1 puur: suurus 1 (1,3 mm)

56865 1 puur: suurus 2 (1,6 mm)

56866 1 puur: suurus 3 (1,9 mm)

56867 1 puur: üldpuur

RelyX™ Fiber Post alustuspakend

56868 RelyX™ Fiber Post à 5 tk : suurus 0, 1, 2, 3
5 puuri: suurus 0, 1, 2, 3 ja üldpuur, 20 pikendusotsikut, kasutusjuhised, piltjuhised ja RelyX™ Unicem proovipakk, mis sisaldab 20 Aplicap kapsliit (10 x A2 universaalne, 6 x läbipaistev, 4 x A3 opaakne) ning aktivaator ja kapslipüstit

3M Eesti OÜ
Pärnu mnt. 158,
11317 Tallinn
Tel.611 5910,
mob. 511 8333,
517 8435
rpaas@mmm.com
ekants@mmm.com

3M ESPE