

# Sempermed Syntegra IR



## Steriilsed lateksivabad kirurgilised kindad

### Omadused

- Sobivad lateksi allergia korral
- Materjal sünteetiline polüisopreen, millel on naturaalsele lateksile sarnane elastsus
- Puudrivabad, nahasõbralikud
- Lihtne kätte tõmmata tänu sünteetilisele sisekihile
- Anatoomilise kujuga ja rullitud käiseservaga
- Mikrokarestatud pinnd tagab hea haarde
- Paksus 0,19-0,24 mm
- Tugevus  $\geq 9N$
- Vastavus EN 1041, EN 455, EN 420, EN 374, ISO 15223
- 8 suurst, 50 paari karbis

| suurus | Pikkus | Tootekood |
|--------|--------|-----------|
| 5,5    | 270 mm | 827056521 |
| 6      | 270 mm | 827056601 |
| 6,5    | 270 mm | 827056621 |
| 7      | 280 mm | 827056701 |
| 7,5    | 280 mm | 827056721 |
| 8      | 280 mm | 827056801 |
| 8,5    | 285 mm | 827056821 |
| 9      | 285 mm | 827056901 |



Tootja: Semperit, Austria