



Bowie & Dick testi komplekt

Ainulaadne Bowie & Dick testi komplekt – 1 komplekt 20 tsükli.

Bowie & Dick testi komplekt sisaldab:

- 1 metallist raam Bowie & Dick testile (korduvkasutatav)
- 20 indikaatorlehte
- 20 valget lehte (korduvkasutatavad 20 korda)
- 1 tulemuste registreerimise leht

Pakis olevad indikaatorlehed peavad Bowie & Dick programmi (134°C 3.5 min) läbides ühtlaselt roheliseks värvuma.


Toodet vastab standarditele:

EN ISO 11140 – 1

EN ISO 11140 - 4

NB! Metallist raami saab edasi kasutada, ostes uued Bowie & Dick testi korduvkasutatavad pakid koodiga 124105 (pakk ei sisalda metallist raami).

Tootekood: 120726



Tootja: Pharmalabel B.V.